

Dräger SpO₂-Sensoren

Mehrweg und Einweg SpO₂-Sensoren.



- Dräger SpO₂-Sensoren sind mit Dräger Infinity® Patientenmonitoren kompatibel.
- Dräger SpO₂-Sensoren sind validiert für alle Dräger Infinity Patientenmonitore.
- Dräger SpO₂-Sensoren sind mit dem Nellcor® Oxisensor II kompatibel.



MT-3057-2003

Dräger SpO₂-Sensoren

TECHNISCHE DATEN

LED-Spezifikation rot 660 nm typisch 1,8 mW typisch

Infrarot 905 nm typisch 2,0 mW typisch

SpO₂-Genauigkeit Erwachsene oder Kinder: 70 - 100 ± 2 Stellen

SpO₂-Genauigkeit bei Neugeborenen: 70 - 100 % ± 3 Stellen

Die Genauigkeit der Pulsrate ist abhängig vom Monitor.

BESTELLINFORMATIONEN

Dräger Sensoren	Bestellnummer
SpO ₂ -Sensor, Erwachsene, Mehrweg	MS 13 235
SpO ₂ -Sensor, Erwachsene, Vinyl, Einweg	MS 16 449
SpO ₂ -Sensor, Erwachsene, Schaum, Einweg	MS 16 445
SpO ₂ -Sensor, Kinder, Vinyl, Einweg	MS 16 448
SpO ₂ -Sensor, Kinder, Schaum, Einweg	MS 16 444
SpO ₂ -Sensor, Säugling, Textil, Einweg	MS 16 447
SpO ₂ -Sensor, Neugeborene, Textil, Einweg	MS 16 446

Adapterkabel	
Zur Konnektierung von Dräger/Nellcor SpO ₂ -Sensoren an MultiMed 5/6, MultiMed 12 Pod und NeoMed Pod	
Verlängerungskabel SpO ₂ -Kabel, 1 m	33 68 433
Verlängerungskabel SpO ₂ -Kabel, 2 m	33 75 834
Zur Konnektierung von Dräger/Nellcor SpO ₂ -Sensoren an MultiMed plus und MultiMed OR Pods	
SpO ₂ -Kabel, 1,2 m	MS 18 683
SpO ₂ -Kabel, 3,0 m	MS 17 330



MT-8237-2005

SpO₂-Sensor, Kinder,
Schaum, Einweg

MT-8242-2005

SpO₂-Sensor, Erwachsene,
Schaum, Einweg

MT-8238-2005

SpO₂-Sensor, Neugeborene,
Textil, Einweg**HAUPTSITZ**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

DEUTSCHLAND

Dräger Medical Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tel +49 180 52 41 318*
Fax +49 451 88 27 20 02
dsc@draeger.com
* Inland: EUR 0,14/min

ÖSTERREICH

Dräger Medical Austria GmbH
Perfektastrasse 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04
Fax +43 1 699 38 01
info-austria@draeger.com

SCHWEIZ

Dräger Medical Schweiz AG
Waldeggstrasse 38
3097 Liebfeld-Bern
Tel +41 31 978 74 74
Fax +41 31 978 74 01
info.ch.md@draeger.com

Hersteller:

Dräger Medical GmbH
23542 Lübeck, Deutschland
Das Qualitätsmanagementsystem der Dräger Medical GmbH ist zertifiziert nach den Normen ISO 13485, ISO 9001 und nach Anhang II.3 der Richtlinie 93/42/EWG (Medizinprodukte).